



INFORMATION



カタログの掲載について

■特別措置法による価格表示

□本カタログは特別措置法により消費税抜き(税別)の価格を表示しております。

■製品の寸法及び重量表示

□カタログ表示の製品寸法は、幅・長さ・奥行・高さをcm単位で表示しておりますが、実際の製品とは多少異なる場合がございます。予めご了承ください。

□カタログ表示の重量は、平均サイズに対する重量を表示しておりますが、実際の製品とは多少異なる場合がございます。予めご了承ください。

■印刷の色調

□製品の色調は、出来る限り実物どおりの写真印刷に努めておりますが、多少異なる場合もございます。予めご了承ください。

■製品の改良

□仕様および外観は改良のため予告なく変更される場合がございます。予めご了承ください。

製品の納期について

■オプション製品 ▶ ご注文後、土日・祝日を除く2～10日後の出荷

■マクラ製品 ▶ ご注文後、土日・祝日を除く4～6日後の出荷

■ベッド製品 ▶ ご注文後、土日・祝日を除く7～10日後の出荷

□特注製品、大口注文または欠品中の製品につきましては該当いたしません。予め販売窓口までお尋ねください。

□天候・交通事情、製造の不具合等により、ご指定日のお届けが困難な場合がございます。必ずゆとりを持ってご注文ください。

□製品のお届けは、通常路線便につき玄関口までとなります。また、中型及び大型製品につきましては、玄関口までの搬入のお手伝いをお願いいたします。

表示マークについて



◀ 強度の目安(1～5段階:当社比)

強度の目安はアイコンで表示しております。一つのアイコンに対して製品強度(等分布荷重)は100kgとなり、製品の上から重り(荷重)を一定期間載せた時に生じる木部疲労や金属疲労をもとに算出しております。その際の強度基準は等分布に対する荷重であり、局部的荷重または縦横方向への荷重ではございません。予めご了承ください。

□強度レベル1～2/標準的な診察用ベッドに最適です。

□強度レベル3～5/強度を必要とする治療用ベッドに最適です。

(注)マッサージなどの治療にはレベル3以上が必要となります。詳しくは販売窓口までご相談ください。



◀ 組立必要(スパナ付属)

□簡単な組み立て作業が必要な製品となります。簡易工具を同梱しておりますが、ドライバー工具による組み立て作業が必要な製品には、簡易工具を同梱しておりません。予めご了承ください。



◀ かどまる加工

□座シート(天板)の四方にまるみを設けている加工です。空間の圧迫感を軽減させ、優しい外観に仕上がっている製品です。



◀ New

◀ 本カタログに新しく掲載された製品です。



◀ 返品不可

◀ お客様都合によるご返品をお受けできない製品です。



◀ 人気

◀ 受注頻度が多く人気の高い製品です。

製品に関するご使用上の注意事項

□屋外または直射日光下でのご使用は、製品を劣化させる原因となりますのでお避けください。

□空調機(エアコン・ストーブ等)からの排気が直接当たる場所でのご使用はお避けください。製品の劣化または故障の原因となります。

□ベッド製品は必ず水平な場所に設置し、安全をご確認の上ご使用ください。また凸凹により安定しない場合は、アジャスター等で微調整してください。昇降機能付きの製品で、前後に円弧を描きながら昇降する製品を設置される場合は、移動範囲以上を壁または人から離して設置してください。

□電動昇降ベッド等は、摩擦音を軽減するために1ヶ月に1回程度、指定された箇所に市販のグリースを注入してください。

□製品は適切な揮発処理を施しお届けしておりますが、原材料等のボンド臭が滞留している場合がございます。ご購入日から2～3週間程度は設置場所の換気にご注意ください。

□レザー製品(オリジナルレザー・オプションレザー)のお手入れは、柔らかい清潔なウエス(布)でこまめに乾拭きしてください。また、洗剤には市販の専用クリーナー、メディクリーナー(P333参照)または、ぬるま湯で薄めた中性洗剤をご使用ください。

□スチール材(フレーム・脚部等)のお手入れは乾拭きが基本です。水気の多い場所でのご使用は、金属疲労の原因となりますのでお避けください。

□アジャスターゴム、脚部キャップ及びキャストの樹脂等によって、床材と床の表面処理材(ワックス等)が化学反応を起こし、変色する恐れがあります。設置場所には十分ご注意ください。よろしくお願いいたします。