



人気

## 三角縫製プラットホーム

(01)TB-772-01 ￥115,000(税別)

| 幅 | 60 | 65 | 70 | 75 | 長さ | 180 | 190 | 200 | 高さ | 40 | 45 | 50 |
|---|----|----|----|----|----|-----|-----|-----|----|----|----|----|
|---|----|----|----|----|----|-----|-----|-----|----|----|----|----|

(02)TB-772-02 ￥140,000(税別)

| 幅 | 80 | 85 | 90 | 95 | 長さ | 180 | 190 | 200 | 高さ | 40 | 45 | 50 |
|---|----|----|----|----|----|-----|-----|-----|----|----|----|----|
|---|----|----|----|----|----|-----|-----|-----|----|----|----|----|

(03)TB-772-03 ￥190,000(税別)

| 幅 | 100 | 110 | 120 | 130 | 長さ | 180 | 190 | 200 | 高さ | 40 | 45 | 50 |
|---|-----|-----|-----|-----|----|-----|-----|-----|----|----|----|----|
|---|-----|-----|-----|-----|----|-----|-----|-----|----|----|----|----|

※白字は追加費用が発生します。

■リハビリ室での運動療法や物理療法に活躍するトレーニングベッド。

オリジナルレザー(18色対応) ◀レザー2色をご指定ください。[P4参照]

●クッション厚:4cm ●重量:(01)約35kg・(02)約50kg・(03)約60kg



※シートは本体カラーと三角縫製カラーをご指定ください。

※幅110cm以上の製品はシート表面の中央に縫製ラインが入ります。



人気

## 移動用キャスター付プラットホーム

TB-945 ￥195,000(税別)

■女性でも簡単に調節できる移動に便利な直径6cmレベルキャスター。

■リハビリ室での運動療法や物理療法に活躍するトレーニングベッド。

■車イス等からの移動も安心して安全に行える低床サイズを標準設定。

▼サイズをご指定ください。[単位:cm] ※白字は追加費用が発生します。


| 幅 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 |
|---|-----|-----|-----|-----|-----|
|---|-----|-----|-----|-----|-----|

| 長さ | 180 | 190 | 200 | 210 |
|----|-----|-----|-----|-----|
|----|-----|-----|-----|-----|

| 高さ | 35 | 40 | 45 | 50 |
|----|----|----|----|----|
|----|----|----|----|----|

オリジナルレザー(18色対応) ◀レザー色をご指定ください。[P4参照]

●クッション厚:4cm ●重量:約64kg



※幅110cm以上の製品はシート表面の中央に縫製ラインが入ります。



## アイホットホーム

TB-692 ￥210,000(税別)

■ほんのりとした暖かさを実現する温熱シート2枚を並列内蔵の訓練台。

■温度の強弱を設定できるスライドボリューム式コントローラー付き。

■リハビリ室での運動療法や物理療法に活躍するトレーニングベッド。

▼サイズをご指定ください。[単位:cm] ※白字は追加費用が発生します。


| 幅 | 120 | 130 | 140 |
|---|-----|-----|-----|
|---|-----|-----|-----|

| 長さ | 180 | 190 | 200 | 210 |
|----|-----|-----|-----|-----|
|----|-----|-----|-----|-----|

| 高さ | 35 | 40 | 45 | 50 |
|----|----|----|----|----|
|----|----|----|----|----|

オリジナルレザー(18色対応) ◀レザー色をご指定ください。[P4参照]

●クッション厚:4cm ●重量:約61kg




※シート表面の中央に縫製ラインが入ります。

※温熱シートが内蔵されている部分は中央部の約110cm×長さ150cmの範囲です。

その他の部分は温かくなりません。ご注意ください。

※季節や環境により、ベッドが最適温度になるまで30~60分必要です。



## キャリーホーム

(01)TB-650-01 ￥220,000(税別)

| 幅 | 80 | 85 | 90 | 長さ | 180 | 190 | 200 | 高さ | 45 | 50 | 55 |
|---|----|----|----|----|-----|-----|-----|----|----|----|----|
|---|----|----|----|----|-----|-----|-----|----|----|----|----|

(02)TB-650-02 ￥250,000(税別)

| 幅 | 100 | 110 | 120 | 長さ | 180 | 190 | 200 | 高さ | 45 | 50 | 55 |
|---|-----|-----|-----|----|-----|-----|-----|----|----|----|----|
|---|-----|-----|-----|----|-----|-----|-----|----|----|----|----|

■頻繁な移動を行う場合に便利なステップレバー式操作のキャスター。

■リハビリ室での運動療法や物理療法に活躍するトレーニングベッド。

■長時間の訓練等でも安定性を実現する硬質ウレタンフォームを採用。

オリジナルレザー(18色対応) ◀レザー2色をご指定ください。[P4参照]

●クッション厚:4cm ●重量:(01)約58kg・(02)約75kg



※シートは本体カラーと三角縫製カラーをご指定ください。

※幅110cm以上の製品はシート表面の中央に縫製ラインが入ります。