



人気

a 足置きクッション TB-77C-39 ¥5,900(税別)

c レッグス TB-77C-125 ¥14,000(税別)

- うつ伏せ時に足の甲にそわせて使用することで安定した施術を実現。
- 適度な反発性と復元力を維持させるハトメ空気穴を2カ所に標準加工。

足置きクッション／幅：50cm 奥行：13cm 高さ：11cm 重量：約0.7kg

レッグス／幅：50cm 奥行：13cm 高さ：11cm 低反発ウレタン仕様 重量：約0.7kg


オリジナルレザー（18色対応） ◀レザー色をご指定ください。[P4参照]

※低反発ウレタンは低温環境では硬くなる特性があるのでご注意ください。

b 足置きクッション用綿製カバー C-39 ¥1,700(税別)

綿カラー（7色対応） ◀綿カラーをご指定ください。[下記参照]

白 グリーン ブルー ピンク イエロー キャメル ブラウン



人気

ローフト TB-77C-175 ¥4,800(税別)

- うつ伏せ時に足の甲にそわせて使用することで安定した施術を実現。
- 高さ6cmの半円が施術用途に応じて部位を安定させる足置きマクラ。

幅：50cm 奥行：13cm 高さ：6cm 重量：約0.4kg

オリジナルレザー（18色対応） ◀レザー色をご指定ください。[P4参照]

ツインフットピロー TB-77C-119 ¥15,000(税別)

- 別々に分離して両足に使用できるマジックテープ式足置きクッション。
- うつ伏せ時に足の甲にそわせて使用することで安定した施術を実現。

Aタイプ／幅：35(連結時70)cm 奥行：12cm 高さ：9cm


Bタイプ／幅：35(連結時70)cm 奥行：14cm 高さ：11cm

Cタイプ／幅：35(連結時70)cm 奥行：16cm 高さ：12.5cm

オリジナルレザー（18色対応） ◀レザー色をご指定ください。[P4参照]

重量：約1kg

※連結方法はマジックテープ式です。



a 低反発フットケア TB-77C-75 ¥11,000(税別)

- 仰向け時に両足のふくらはぎから足首を安定して姿勢保持するマクラ。
- 体圧分散と衝撃吸収に優れている低反発ウレタンフォームを採用。

幅：46cm 奥行：18cm 高さ：13/17cm 重量：約1kg

オリジナルレザー（18色対応） ◀レザー色をご指定ください。[P4参照]

※低反発ウレタンは低温環境では硬くなる特性があるのでご注意ください。

b 低反発フットケア用綿製カバー C-75 ¥4,000(税別)

綿カラー（7色対応） ◀綿カラーをご指定ください。[下記参照]

白 グリーン ブルー ピンク イエロー キャメル ブラウン